

Ricarica di Radical-7® con Root®

Lo scopo di questo bollettino è fornire informazioni aggiornate relative a una possibile velocità di ricarica inferiore al previsto del dispositivo Radical-7 quando è inserito in un dispositivo Root per la ricarica.

CONTESTO

Masimo ha ricevuto segnalazioni post-commercializzazione che indicano che alcuni dispositivi Radical-7 si ricaricano a una velocità inferiore al previsto quando sono inseriti in un dispositivo Root. In determinate condizioni, i dispositivi Radical-7 possono caricarsi a una velocità tale da comportare un tempo di ricarica completa superiore a 6 ore.

Masimo non ha osservato questo problema quando Radical-7 viene ricaricato con una stazione di docking Radical®.

MISURE DA ADOTTARE

In caso di problemi di ricarica, Masimo raccomanda quanto segue, in base ai casi d'uso:

Radical-7 inserito in Root per il monitoraggio dei parametri vitali su carrelli mobili

Durante la ricarica, spegnere sia Radical-7 sia Root quando non sono in uso, per garantire il minor tempo possibile per la ricarica completa di Radical-7.

Radical-7 inserito in Root per il monitoraggio al letto del paziente

Per i casi d'uso in cui Radical-7 rimane continuamente inserito in un dispositivo Root e Root è permanentemente collegato all'alimentazione CA, il flusso di lavoro non subisce alcun impatto.

Per i casi d'uso in cui il dispositivo Radical-7 può essere rimosso da Root per il trasporto o l'uso portatile, assicurarsi che la batteria sia completamente carica spegnendo Radical-7 prima di rimuoverlo dalla docking station e avviare il monitoraggio.

Se al momento non si verificano problemi di ricarica di Radical-7, non è richiesta alcuna azione aggiuntiva. Non sono noti altri problemi che influenzino la funzionalità del dispositivo Radical-7.

Se le azioni descritte sopra non risolvono la condizione di ricarica lenta, contattare il supporto dei Servizi Tecnici per assistenza.

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza, contattare il team regionale dei Servizi Tecnici al seguente indirizzo:

<https://www.masimo.com/contact-support/support/technical-services/>

Attenzione: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione medica. Consultare le istruzioni per l'uso per le informazioni prescrittive complete, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni.

© 2026 Masimo. Tutti i diritti riservati | PLCO-008175/PLM-15505A-0526
EN-PLM-15497A

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

