

# Root®를 사용한 Radical-7® 충전

이 안내문의 목적은 충전을 위해 Root 장치에 도킹할 때 Radical-7 장치의 충전 속도가 예상보다 느릴 수 있는 가능성과 관련된 최신 정보를 제공하는 것입니다.

## 배경

Masimo는 일부 Radical-7 장치가 Root에 도킹되었을 때 예상보다 느린 속도로 충전됨을 나타내는 시판 후 피드백을 접수했습니다. 특정 조건에서 Radical-7 장치는 완전 충전 시간이 6시간을 초과하는 속도로 충전될 수 있습니다.

Masimo는 Radical-7이 Radical® 도킹 스테이션으로 충전되고 있을 때 이 문제를 관찰하지 못하였습니다.

## 조치 사항

충전 문제가 발생하는 경우 Masimo는 사용 사례에 근거하여 다음을 권장합니다.

### 이동식 스탠드에 장착된 활력징후 모니터링 Root에 Radical-7 도킹

충전하는 동안 Radical-7을 완전히 충전하는 데 가장 짧은 시간을 보장하기 위해 사용하지 않는 동안 Radical-7과 Root 모두의 전원을 끄십시오.

### 침상 모니터링용 Root에 Radical-7 도킹

Radical-7이 Root 장치에 계속 도킹되어 있고 Root가 AC 전원에 상시 연결된 사용 사례의 경우 워크플로우에 영향이 없습니다.

Radical-7 장치를 이동 또는 휴대용 사용을 위해 Root에서 도킹 해제할 수 있는 사용 사례의 경우, 도킹 해제 및 모니터링 전에 Radical-7의 전원을 꺼 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.

현재 Radical-7을 충전하는 데 문제가 없는 경우 추가 조치가 필요하지 않습니다. Radical-7 장치 기능에 영향을 미치는 다른 알려진 문제는 없습니다.

위에서 설명한 조치로 충전 속도가 느린 상태가 해결되지 않는 경우 기술 서비스 지원 센터에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.

질문이 있거나 추가 지원이 필요한 경우 <https://www.masimo.com/contact-support/support/technical-services/>로 지역 기술 서비스 팀에 문의하십시오.

주의: 연방(미국) 법률에 따라 본 장치는 의사에 의해서만 또는 의사의 지시에 따라 판매할 수 있습니다. 적응증, 금기 사항, 경고 및 주의 사항을 포함한 전체 처방 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

© 2026 Masimo. 모든 권리 보유. | PLCO-008175/PLM-15507a-0526 EN-PLM-15497A

Masimo U.S.  
☎: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

Masimo International  
☎: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

