

# Root®で充電する場合のRadical-7®

本速報では、Radical-7機器を充電するためにRoot機器にドッキングした場合において、予想される充電時間が延長する可能性があるとの最新情報についてご案内します

## 背景

Masimoでは、市販後フィードバックを受けました。これによれば、Radical-7機器の中には、Rootにドッキングした際に予想される充電時間が延長する可能性があることが示唆されています。特定の条件下であれば、Radical-7機器のフル充電に必要な時間が6時間を上回る可能性があります。

Radical-7がRadical®ドッキングステーションで充電されている場合には、同様の問題は報告されておりません。

## 対応すべき手順

Masimoでは、充電中に問題が発生した場合、使用事例に基づいて以下の手順を推奨します。

### ロールスタンドに取り付けたバイタルサインモニタリングを用いるために、RootにRadical-7をドッキングしている場合

Radical-7のフル充電時間を最短にするため、充電中はRadical-7とRootの両方の主電源を切って使用しない状態にします。

### ベッドサイドモニタリングを用いるために、RootにRadical-7をドッキングしている場合

Radical-7が常時的にRootにドッキングされており、Rootがコンセント電源に接続されている場合には、充電のワークフローに影響は生じません。

Radical-7をRootからドッキングを解除して移動または携帯する場合には、ドッキングの解除およびモニタリングを行う前に、Radical-7の電源を切ったうえでバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。

Radical-7の充電中に問題が発生していない場合は、対応すべき追加手順は不要です。このほかに、Radical-7の機能に影響を及ぼす既知の問題はございません。

上記の対応を行っているにもかかわらずフル充電までの時間が延長する場合は、弊社テクニカルサービスサポートにご連絡ください。

本件に関するご質問がある場合、またはサポートをご希望される場合は、以下の弊社テクニカルサービスチームまでご連絡ください：<https://www.masimo.com/contact-support/support/technical-services/>

注意: 連邦（米国）法では、本機器の販売は医師または医師の指示によるものに限定されています。適応、禁忌、警告、および使用上の注意などの処方情報については、取扱説明書をご参照ください。

© 2026 Masimo. All rights reserved. | PLCO-008175/PLM-15506A-0526 E-PLM-15497A

Masimo U.S.  
電話：1 877 4 Masimo  
[info-america@masimo.com](mailto:info-america@masimo.com)

Masimo International  
電話：+41 32 720 1111  
[info-international@masimo.com](mailto:info-international@masimo.com)

