

Aufladen des Radical-7[®] mit Root[®]

Diese Mitteilung soll aktualisierte Informationen zu einer potenziell langsameren als erwarteten Laderate beim Radical-7-Gerät bereitstellen, wenn es zum Aufladen an ein Root-Gerät angedockt wird.

HINTERGRUND

Masimo hat Feedback nach dem Inverkehrbringen erhalten, demzufolge manche Radical-7-Geräte langsamer aufgeladen werden als erwartet, wenn sie an einem Root angedockt sind. Unter bestimmten Bedingungen werden die Radical-7-Geräte eventuell mit einer Rate aufgeladen, die zu einer vollständigen Ladezeit von mehr als 6 Stunden führt.

Masimo hat dieses Problem nicht beobachtet, wenn das Radical-7 mit einer Radical[®]-Dockstation aufgeladen wird.

ZU ERGREIFENDE SCHRITTE

Wenn das Problem mit dem Aufladen bei Ihnen auftritt, empfiehlt Masimo je nach Anwendungsfall Folgendes:

Am Root angedocktes Radical-7 zur Überwachung der Vitalzeichen, am Rollstativ montiert

Schalten Sie während des Ladevorgangs sowohl das Radical-7 als auch das Root bei Nichtverwendung aus, um die kürzeste Zeit bis zum vollständigen Laden des Radical-7 sicherzustellen.

Am Root angedocktes Radical-7 zur Überwachung am Patientenbett

In Anwendungsfällen, bei denen das Radical-7 kontinuierlich an ein Root-Gerät angedockt bleibt und das Root dauerhaft mit dem Netzstrom verbunden ist, wird der Arbeitsablauf nicht beeinträchtigt.

In Anwendungsfällen, bei denen das Radical-7-Gerät eventuell für den Transport oder den mobilen Gebrauch vom Root abgenommen wird, sorgen Sie dafür, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, indem Sie das Radical-7 vor dem Abkoppeln und dem Überwachungsvorgang ausschalten.

Wenn Sie derzeit keine Probleme beim Aufladen des Radical-7 haben, sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. Es sind keine anderen Probleme bekannt, die die Funktionalität des Radical-7-Geräts beeinträchtigen.

Wenn die oben beschriebenen Maßnahmen den Zustand des langsamen Aufladens nicht beheben, wenden Sie sich bitte für Hilfe an den technischen Kundendienst.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr regionales technisches Kundendienstteam unter: <https://www.masimo.com/contact-support/support/technical-services/>

Vorsicht: Gemäß US-amerikanischem Bundesgesetz darf dieses Gerät nur an einen Arzt oder auf Bestellung eines Arztes verkauft werden.

Vollständige Verschreibungsinformationen, einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© 2026 Masimo. Alle Rechte vorbehalten. | PLCO-008175/PLM-15503A-0526
EN-PLM-15497A

Masimo U.S.
Tel.: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel.: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

